

## Informationen über den Tec-Innovation InnoMake® Clip

Liebe Ärztin, lieber Arzt,

Der InnoMake® Clip von Tec-Innovation ist ein Hilfsmittel, das Blinde und Sehbehinderte bei der Orientierung im Alltag unterstützt. Es macht frühzeitig Hindernisse mittels Vibrationen fühlbar. Er bietet eine intelligente Hinderniserkennung im Oberkörperbereich zwischen 0,3 und 4 Metern und gibt bei Erkennung ein haptisches oder akustisches Feedback aus. Der Clip kann flexibel an verschiedenen Kleidungsstücken oder Gegenständen befestigt werden, wie z.B. dem Langstock, Rollator, Rucksack uvm. Der wasser- und staubresistente Clip hat einen langlebigen Lithium-Polymer-Akku, der bis zu 8 Stunden bei Volllast oder bis zu 5 Tagen bei normaler Nutzung hält.




### **INNOMAKE - Mehr Sicherheit und Selbstbestimmtheit, weniger Verletzungen**

#### **Beantragung**

Für eine Verordnung wird neben der Hilfsmittelpositionsnummer 07.50.02.0003 die Angabe „InnoMake Hinderniserkennungsgerät“ benötigt. Ein Beispielrezept liegt anbei.

#### **Vorteile**

- Mehr Sicherheit und Schutz in Gehrichtung
- Mehr Schutz vor Hindernissen im Oberkörperbereich
- Auffinden von offenen Durchgängen, Türen, Fenstern, Autos, Wänden und Lücken zwischen parkenden Autos, ohne diese mit dem Langstock zu berühren
- Warnt vor sich annähernden oder informiert über sich entfernende Personen und warnt vor spontanen Hindernissen
- Die eingebaute LED bietet mehr Sichtbarkeit im öffentlichen Verkehr
- Zur Verwendung in Kombination mit einem Langstock oder Blindenführhund
- Kann auch mit dem feelSpace naviGürtel® verbunden und kombiniert werden
- Sicheres Fortbewegen in Menschenansammlungen
- Analog oder über die Smartphone-App bedienbar
- Kann am Langstock befestigt werden
- Einsetzbar bei Schnee und Regen
- Kann geklippt oder gehalten werden

Krankenkasse bzw. Kostenträger		BVG	Hilfs- mittel	Impf- stoff	Spr.-St. Bedarf	Begr.- Pflicht	Apotheken-Nummer / IK		
<input type="checkbox"/> Gebühr frei	Krankenkasse	6	7	8	9				
<input type="checkbox"/> Geb.-pfl.	Name, Vorname des Versicherten	Zuzahlung		Gesamt-Brutto					
<input type="checkbox"/> noctu	Phil Space Musterstraße 42 12345 Nordstadt								
<input type="checkbox"/> Sonstige	geb. am 24.11.2015								
<input type="checkbox"/> Unfall	Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.		Status					
<input type="checkbox"/> Arbeitsunfall	Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.		Datum					
<b>Rp.</b> (Bitte Leerräume durchstreichen)							Vertragsarztstempel		
<input type="checkbox"/> aut idem	Hinderniserkennungsgerät InnoMake Clip (07.50.02.0003)								
<input type="checkbox"/> aut idem	Diagnose: Blindheit								
<input type="checkbox"/> aut idem	  Abgabedatum in der Apotheke								
<b>Bei Arbeitsunfall auszufüllen!</b>							Unterschrift des Arztes Muster 16 (10.2014)		
Unfalltag		Unfallbetrieb oder Arbeitgeberrnummer							